






## Scheda tecnica REF 62.10.47

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.10.47	filo per rullante preformato Ø 0.20mm P/100	
Unità	cf./100	Numero doganale	90189084
GMDN	31020	GTIN	04046826102272
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149008		
N° di repertorio	277725		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 0.20mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		