







## Scheda tecnica REF 62.14.03

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |                                      |                    |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Codice  | 62.14.03                            | Billeau ansa auricolare 15.5cm Fig 3 |                    |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                      | 90189084           |
| GMDN  | 31020                               | GTIN                                 | 04046826102708     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                          | UMDNS-Code                           | 13-631             |
| Classe  | 5 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                          | 4046826;N004;03;XK |
| Peso netto (kg)   | 0,009                               | Istruzioni d'uso                     | GATDN00X           |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione       |                    |
| Codice CND  | L149008                             |                                      |                    |
| N° di repertorio  | 277734                              |                                      |                    |
|       |                                     |                                      |                    |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |                                      |                    |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata                 |                    |
|   |                                     |                                      |                    |
| Misura  | 15.5cm                              | Rivestimento                         |                    |
| Condizioni di conservazione   |                                     |                                      |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |                                      |                    |
| Materiali   |                                     |                                      |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                      |                    |
| Corpo   | 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)            |                                      |                    |
| Manico  | 1.4104 (X14CrMoS17)                 |                                      |                    |