







Scheda tecnica REF 62.16.04

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.16.04	Wagener uncinetti auricolari 14cm 3.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826102951
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,016	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L14050199		
N° di repertorio	248973		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	14cm 3.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		