







Scheda tecnica REF 62.16.84

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.16.84	Stacke Frenzel sonda auric ang 10cm in argento puro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47862	GTIN	04046826103033
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149005		
N° di repertorio	261562		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	SILBER_(AG) (Ag 1000)		