







Scheda tecnica REF 62.18.23

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Codice | 62.18.23 | Poltzer (Royce) perforatore timpanico angolata verso il basso 16cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 38102 | GTIN | 04046826103132 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-245 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso netto (kg) | 0,020 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01-1 |
| Codice CND | L149099 | | |
| N° di repertorio | 300729 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 16cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |