




## Scheda tecnica REF 62.18.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.18.25	Lucae perforatore timpanico baionetta per bambini18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38102	GTIN	04046826103149
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,039	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	300730		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		