





Scheda tecnica REF 62.21.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.21.11	cannula d'aspirazione angolata verso il basso Luer-LockØ 0.7x65mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103620
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	402674		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 0.7x65mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		