



Scheda tecnica REF 62.21.12

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|----------------|
| Codice | 62.21.12 | cannula d'aspirazione angolata verso il basso Luer-LockØ 0.9x65mm LL | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 38749 | GTIN | 04046826103637 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-571 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,009 | Istruzioni d'uso | G098395 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK02 |
| Codice CND | A06010103 | | |
| N° di repertorio | 402675 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 0.9x65mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Altro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |