





## Scheda tecnica REF 62.21.14

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |  |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Codice  | 62.21.14                            | cannula d'aspirazione angolata verso il basso Luer-LockØ 1.5x65mm LL |                |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale  | 90189084       |
| GMDN  | 38749                               | GTIN   | 04046826103651 |
| Classe di rischio   | 2a (EU MDD)                         | UMDNS-Code   | 10-571         |
| Classe  | 6 (EU MDD)                          | Base UDI-DI  |                |
| Peso netto (kg)   | 0,007                               | Istruzioni d'uso   | G098395        |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione                                       | MPK02          |
| Codice CND  | A06010103                           |  |                |
| N° di repertorio  | 402678                              |  |                |
|    |                                     |  |                |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |  |                |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata   |                |
|  |                                     |  |                |
| Misura  | Ø 1.5x65mm                          | Rivestimento   |                |
| Condizioni di conservazione   |                                     |  |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |                                     |  |                |
| Materiali   |                                     |  |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |  |                |
| Corpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                |  |                |
| Altro   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                |  |                |