





Scheda tecnica REF 62.22.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.22.31	Zöllner tubo di aspirazione solo	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103774
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,014	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	402692		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		