





Scheda tecnica REF 62.23.09

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.23.09	House tubo aspir/irrig fig 1 Ø 0.9+0.7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103842
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	402699		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 0.9+0.7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		