





Scheda tecnica REF 62.23.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.23.18	strumenti di aspirazione/irrigazione Ø 1.8+1.8mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826103873
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-571
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,014	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	402703		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.8+1.8mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		