





Scheda tecnica REF 62.32.70

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Codice | 62.32.70 | Hartmann pinza auricolare thperchio di thpertura retto8cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35802 | GTIN | 04046826104467 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-674 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg) | 0,066 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L140502 | | |
| N° di repertorio | 300670 | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 8cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Manico | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Altro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |