








Scheda tecnica REF 62.34.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.34.31	pinza auricolare liscio retto doppia mobilità 8cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104603
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-451
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	300684		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	8cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		