



## Scheda tecnica REF 62.34.32

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.34.32	pinza auricolare dentato retto doppia mobilità8cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104610
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-451
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	300685		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	8cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		