



## Scheda tecnica REF 62.34.37

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |  |                         |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Codice  | 62.34.37                            | pinza auricolare dentato sinistra curvo doppia mobilità8cm |                         |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale  | 90189084                |
| GMDN  | 35802                               | GTIN   | 04046826104641          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code   | 16-451                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI  | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)   | 0,035                               | Istruzioni d'uso   | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione                             |                         |
| Codice CND  | L140502                             |  |                         |
| N° di repertorio  | 300688                              |  |                         |
|     |                                     |  |                         |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |  |                         |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata                                       |                         |
|    |                                     |  |                         |
| Misura  | 8cm                                 | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione   |                                     |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |  |                         |
| Materiali   |                                     |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |  |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                    |  |                         |
| Manico  | 1.4021 (X20Cr13)                    |  |                         |
| Altro   | 1.4310 (X10CrNi18-8)                |  |                         |