







## Scheda tecnica REF 62.37.16

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |   |                         |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Codice  | 62.37.16                            | pinza auricolare curva a destro 8cm Ø 1mm |                         |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                           | 90189084                |
| GMDN  | 35802                               | GTIN                                      | 04046826104726          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                                | 15-674                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                               | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)   | 0,029                               | Istruzioni d'uso                          | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione            |                         |
| Codice CND  | L140502                             |   |                         |
| N° di repertorio  | 300696                              |   |                         |
|         |                                     |   |                         |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |   |                         |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata                      |                         |
|   |                                     |   |                         |
| Misura  | 8cm Ø 1mm                           | Rivestimento                              |                         |
| Condizioni di conservazione   |                                     |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |   |                         |
| Materiali   |                                     |   |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |   |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                    |   |                         |
| Manico  | 1.4021 (X20Cr13)                    |   |                         |
| Altro   | 1.4310 (X10CrNi18-8)                |   |                         |