



## Scheda tecnica REF 62.37.20

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| Codice  | 62.37.20  | pinza auricolare retto doppia mobilità 8cm Ø 1mm |                         |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                                  | 90189084                |
| GMDN  | 35802   | GTIN   | 04046826104740          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                                       | 15-674                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                                      | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)   | 0,020   | Istruzioni d'uso                                 | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                   |                         |
| Codice CND  | L140502   |  |                         |
| N° di repertorio  | 300698  |  |                         |
|   |   |  |                         |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )<br>451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) |  |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                             |                         |
|    |   |  |                         |
| Misura  | 8cm Ø 1mm   | Rivestimento                                     |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                         |
| Materiali   |   |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |  |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                         |
| Manico  | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                         |
| Altro   | 1.4310 (X10CrNi18-8)  |  |                         |