







Scheda tecnica REF 62.39.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.39.24	pinza auricolare curva a destro doppia mobilità 8cm 0.6x0.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104849
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-674
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	300708		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	8cm 0.6x0.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		