








Scheda tecnica REF 62.42.22

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.42.22	Bellucci forbici retto affilato / affilato doppia mobilità8cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33414	GTIN	04046826104962
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-245
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L01040602		
N° di repertorio	261520		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	8cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		