





## Scheda tecnica REF 62.49.90

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.49.90	guanto protettivo da teflon	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826105143
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PTFE (Polytetrafluorethylen)		