





Scheda tecnica REF 62.90.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.90.18	lenti di ingrandimento grande telaio di metallo1.8x	
Unità	pz.	Numero doganale	90185010
GMDN	60909	GTIN	04046826105464
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,111	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.8x	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		