



Scheda tecnica REF 62.90.98

20.02.2026

Dati generali			
Codice	62.90.98	lampadina di ricambio per occhiali p Nystagmus4V	
Unità	pz.	Numero doganale	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826105563
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	4V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		