



Scheda tecnica REF 63.06.76

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.06.76	uncino15cm 90° 3.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826105839
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,034	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L14050199		
N° di repertorio	248997		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15cm 90° 3.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		