







Scheda tecnica REF 63.08.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.08.06	Plester piedino ad uncino 15cm 0.6mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826106188
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,033	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L14050199		
N° di repertorio	249031		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15cm 0.6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		