








Scheda tecnica REF 63.11.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.11.03	Goldmann elevatore15cm 2.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826106591
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,034	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	15cm 2.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		