



## Scheda tecnica REF 63.12.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.12.70	House cucchiaino doppio 14.5cm 1.0/1.2mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47522	GTIN	04046826106935
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,032	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L149001		
N° di repertorio	222304		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	14.5cm 1.0/1.2mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		