





Scheda tecnica REF 63.45.34

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.45.34	manipolo angolata verso il basso 156mm 1:2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826107529
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-161
Classe	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,260	Istruzioni d'uso	G634500
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	244166		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	156mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		