






## Scheda tecnica REF 63.54.60

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.54.60	trapano diamantato 70mm 6.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90184910
GMDN	46392	GTIN	04046826108243
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242936		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	70mm 6.0mm	Rivestimento	Strato di diamante artificiale sulle estremità di lavoro degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		