







Scheda tecnica REF 63.65.73

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.65.73	Fisch perforatore 15cm Ø 0.3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	14147	GTIN	04046826108571
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,032	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15cm Ø 0.3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		