






## Scheda tecnica REF 63.66.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.66.05	trapano70mm 0.5mm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90184910
GMDN	46392	GTIN	04046826108670
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242841		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	70mm 0.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		
Altro	K40 (WcCo)		