






## Scheda tecnica REF 63.90.27

20.02.2026

Dati generali			
Codice	63.90.27	trapano inossidabile Ø 2.7mm 44mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90184910
GMDN	14147	GTIN	04046826109028
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-520
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	249095		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 2.7mm 44mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		