






Scheda tecnica REF 63.95.70

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|--|
| Codice | 63.95.70 | abrasivi diamantati forma a gemma 7.0mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90184910 |
| GMDN | 16670 | GTIN | 04046826109165 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-670 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,004 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK02 |
| Codice CND | L159099 | | |
| N° di repertorio | 192328 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 7.0mm | Rivestimento | Strato di diamante artificiale sulle estremità di lavoro degli strumenti |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |