






Scheda tecnica REF 64.50.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	64.50.18	perforatore di rosen95mm 1.8mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109349
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242866		
			
Medicon media	450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	95mm 1.8mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		