






Scheda tecnica REF 64.54.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	64.54.23	trapano diamantato 95mm 2.3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109462
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242946		
			
Medicon media	450.00.46 (catalogo sinoscopia) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	95mm 2.3mm	Rivestimento	Strato di diamante artificiale sulle estremità di lavoro degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		