






## Scheda tecnica REF 64.54.27

20.02.2026

Dati generali			
Codice	64.54.27	trapano diamantato 95mm 2.7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109479
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,003	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242947		
			
Medicon media	450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	95mm 2.7mm	Rivestimento	Strato di diamante artificiale sulle estremità di lavoro degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		