






## Scheda tecnica REF 65.50.14

20.02.2026

Dati generali			
Codice	65.50.14	perforatore di rosen125mm 1.4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109578
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242876		
			
Medicon media	450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	125mm 1.4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		