






Scheda tecnica REF 65.54.15

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Codice | 65.54.15 | trapano diamantato 125mm 1.4mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46392 | GTIN | 04046826109684 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-883 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,004 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK02 |
| Codice CND | L0199 | | |
| N° di repertorio | 242957 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.46 (catalogo sinoscopia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 125mm 1.4mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4112 (X90CrMoV18) | | |