






Scheda tecnica REF 65.54.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	65.54.23	trapano diamantato 125mm 2.3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109707
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	242959		
			
Medicon media	450.00.46 (catalogo sinoscopia) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	125mm 2.3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		