







## Scheda tecnica REF 66.03.51

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |                                    |                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Codice  | 66.03.51                            | Hartmann specolo nasale 15cm Fig 1 |                    |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                    | 90189084           |
| GMDN  | 35350                               | GTIN                               | 04046826109875     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                          | UMDNS-Code                         | 13-664             |
| Classe  | 5 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                        | 4046826;N004;05;XR |
| Peso netto (kg)   | 0,077                               | Istruzioni d'uso                   | GATDN00X           |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione     |                    |
| Codice CND  | L149004                             |                                    |                    |
| N° di repertorio  | 357687                              |                                    |                    |
|       |                                     |                                    |                    |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )           |                                    |                    |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata               |                    |
|   |                                     |                                    |                    |
| Misura  | 15cm                                | Rivestimento                       |                    |
| Condizioni di conservazione   |                                     |                                    |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |                                    |                    |
| Materiali   |                                     |                                    |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                    |                    |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                    |                                    |                    |