







## Scheda tecnica REF 66.08.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.08.03	Killian specolo nasale 13.5cm 35mm Fig 1	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110031
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-664
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,072	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L149004		
N° di repertorio	357703		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13.5cm 35mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		