







Scheda tecnica REF 66.08.05

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Codice | 66.08.05 | Killian specolo nasale 13.5cm 50mm Fig 2 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35350 | GTIN | 04046826110048 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-664 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Peso netto (kg) | 0,081 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L149004 | | |
| N° di repertorio | 357704 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | |  | |
| Misura | 13.5cm 50mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Altro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |