






## Scheda tecnica REF 66.15.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.15.40	filo per rullante preformato Ø 0.30mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	15676	GTIN	04046826110338
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso netto (kg)	0,009	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L149008		
N° di repertorio	300839		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 0.30mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		