



## Scheda tecnica REF 66.28.83

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Codice   | 66.28.83   | Weil Blakesley pinze nasali asta12cm 45° 4.2mm Fig 3 |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                                      | 90189084                |
| GMDN   | 62467  | GTIN   | 04046826111335          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code   | 15-800                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg)  | 0,055  | Istruzioni d'uso                                     | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione                       | MPK20-1                 |
| Codice CND   | L149099  |  |                         |
| N° di repertorio   | 357929   |  |                         |
|    |  |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) |  |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                                 |                         |
|    |  |  |                         |
| Misura   | 12cm 45° 4.2mm   | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |                         |
| Materiali  |  |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |  |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |
| Vite   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |  |                         |
| Manico   | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |
| Altro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)   |  |                         |