





Scheda tecnica REF 66.29.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.29.03	pinza da presa per polipi a pera Luer-Lock asta13cm 45° Ø 2.7mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111366
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK08-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	357932		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13cm 45° Ø 2.7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		