








## Scheda tecnica REF 66.29.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.29.13	pinze a cucchiaino piegata verso l'alto apertura orizzontale stelo Luer Lock 13cm 55° 3mm Ø 2.7mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111403
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK08-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	357936		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	13cm 55° 3mm Ø 2.7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		