



Scheda tecnica REF 66.29.56

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.29.56	pinze a cucchiaino piegata verso l'alto apertura orizzontale stelo Luer Lock 13cm 70° 3mm Ø 2.7mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111533
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK08-1

Codice CND	L149099
N° di repertorio	357948



Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)
---------------	---

Immagine completa

Immagine dettagliata



Misura	13cm 70° 3mm Ø 2.7mm	Rivestimento	
--------	----------------------	--------------	--

Condizioni di conservazione

Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione

Materiali

	N° di materiale (Denominazione DIN)
Corpo	1.4021 (X20Cr13)
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Manico	1.4021 (X20Cr13)
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)