





Scheda tecnica REF 66.32.76

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.32.76	Ostrum pinza tagl c aspir 10cm tagl sinist ind 2.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33442	GTIN	04046826112134
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-800
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	420596		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	10cm 2.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		