








Scheda tecnica REF 66.38.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.38.10	Hajek Kofler rongeur ruotabile 16cm 3x5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112288
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,093	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	420612		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	16cm 3x5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		