








## Scheda tecnica REF 66.38.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.38.21	Hajek rongeur in alto 13cm 90° 3.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112325
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,152	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	420616		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia ) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	13cm 90° 3.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		